

**VEGAS**  
COSMETICS

**SKIN CELL TRONIC 2.0**

› **Gebrauchsanweisung**



› **Kosmetisches Photon Ultraschall Gerät**

## Anleitung für Benutzer

- › Wir bedanken uns, dass Sie sich für den Kauf unseres Gerätes entschieden haben.
- › Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, damit Sie über das Gerät ausreichend informiert sind, bevor Sie es benutzen. Die Gebrauchsanweisung sollten Sie an einem sicheren Ort aufbewahren, falls Sie diese später benötigen.
- › Dieses Gerät wurde nur zu dem Zweck entwickelt, damit Sie kosmetische Behandlungen zu Hause durchführen können. Es sollte auf keinen Fall dazu benutzt werden, etwaige Gesundheitsprobleme oder Krankheiten zu behandeln. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Benutzungsarten, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben sind.

### Inhaltsverzeichnis

◆ Wichtige Informationen zum Skin Cell Tronic	1
◆ Informationen zur sicheren Handhabung	2
◆ Einführung einzelner Funktionen	4
◆ Ladefunktion	6
◆ Hinweise zur Hautpflege und Anwendung	7
◆ Allgemeine Hautpflege	7
◆ Anti Aging Pflegekonzept	8
◆ Pflege von Pigmentstörungen	10
◆ Unreine & empfindliche Haut	10
◆ Garantieschein	12

### Technische Daten

◆ Name des Produktes:	Skin Cell Tronic
◆ Modell-Name:	SCT02 – Art.-Nr.: 460
◆ Stecker Energiezufuhr ein:	AC 100-240V
◆ Stecker Energiezufuhr aus:	15V, 400 mA
◆ Dimensionen:	170 x 46 x 50mm
◆ Gewicht:	132g
◆ Ultraschallfrequenz:	3MHz+5%



## Wichtige Informationen zum Skin Cell Tronic

- ◆ Das Ultraschall Hautpflegegerät erreicht eine Pulsierungsfrequenz bis zu drei (3) Millionen Schwingungen pro Sekunde. Der neueste Stand der Technik, verbunden mit einem Höchstmaß an Sicherheit, steht Ihnen mit diesem Gerät zur Verfügung. Die Reichweite der Schwingungen ist auf die obersten Hautschichten begrenzt und daher weitgehend zur Behandlung des Augenbereiches geeignet. Die hohe Zahl der Ultraschallschwingungen stimuliert die Hautzellen auf angenehme Weise und kann somit deren Metabolismus anregen.
  
- ◆ Die Lichtbehandlung ist aus Licht mit verschiedenen Farben zusammengesetzt. Jede einzelne Lichtfarbe hat ihre besondere Funktion in der Pflegebehandlung: Das blaue Licht beruhigt die Haut und wird speziell bei Problemhaut empfohlen (wie, zum Beispiel Hautausschlägen, empfindlicher Haut sowie öligiger Haut mit Unreinheiten). Die Ausscheidung von Ölen wird ausgleichend beeinflusst, wobei die Gesichtshaut wirksam von Unreinheiten befreit wird. Sie erhalten einen gesunden, schönen Teint und gleichzeitig wird durch die Behandlung die Haut gestrafft.
  
- ◆ Das rote Licht ist für alle Hauttypen geeignet. Hautzellen werden stimuliert, durch Wärme die Blutzirkulation verbessert. Durch ansteigende Produktion von Collagen und Protein erscheint die Gesichtshaut zunehmend gestrafft und elastisch. Die milde Wellenlänge des roten Lichtes ist besonders für die Augen- und Stirnpartie geeignet.
  
- ◆ Das grüne Licht wird speziell für die Mischhaut empfohlen. Die Aufnahme von Sauerstoff sowie die Mikro-Zirkulation werden sichtbar verbessert, wobei sich die Haut und der ganze Körper besser entspannen können.
  
- ◆ Die verschiedenfarbigen Lichtelemente beschleunigen die Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme der Pflegeprodukte. Das Hautpflegegerät zeichnet sich besonders durch die sich überschneidenden Funktionen der drei Farben rot, grün und blau, verbunden mit der Ionisierung und 3M Ultraschallwellen aus.
  
- ◆ Das Design unseres Ultraschallgerätes wurde speziell so entworfen, dass es sich eng an Gesichtskonturen anpasst und daher leicht zu handhaben ist.

## Informationen zur sicheren Handhabung

- › Dieses Gerät dient ausschließlich zur Schönheitspflege gesunder Haut und darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.
- › Befolgen Sie bitte die Anweisungen des Herstellers bezüglich des Gebrauchs von Frequenzen und Funktionen. Wir empfehlen dringend beim ersten Gebrauch die Behandlungszeit zu verkürzen. Dies gilt ebenso, falls Ihre Haut normalerweise zu allergischen Reaktionen neigt.
- › Die Behandlung sollte sofort abgebrochen werden, falls unerwünschte Reaktionen auftreten.

### Das Gerät darf auf keinen Fall benutzt werden, sollte Nachfolgendes auf Sie zutreffen

- › Sie sind schwanger
- › Sie erlitten den Bruch eines Gesichtsknochens, wurden im Gesicht operiert oder haben Metall-, Silikon- oder Plastikeinlagen im Gesicht
- › Ihre Gesichtshaut ist erhitzt und/oder entzündet durch intensive Sonnen- oder UV Bestrahlung
- › Sie leiden unter Hautentzündungen, hervorgerufen durch Kosmetika
- › Sie leiden an Dermatitis
- › Sie haben Juckreiz bei gleichzeitig erhöhter Hauttemperatur
- › Ihre Haut ist aus organischen Gründen irritiert
- › Feine Gesichtsadern sind nach längerer Einnahme von Kortison, Hormonen oder wegen eingeschränkter Leberfunktion erweitert
- › Sie haben sonstige Metallteile in Ihrem Körper
- › Sie haben ein Herzleiden (vor, allem Patienten mit Herzschrittmacher!)
- › Es bestehen andere Hinderungsgründe, die nicht ausdrücklich in den Anweisungen angegeben sind

**Das Gerät sollte nie auf dem Kehlkopf oder auf den Augen benutzt werden.**

### Hinweis

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Angaben sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Kosmetik-Gerät benutzen. Unser Produkt ist ein vorbildliches Präzisionsinstrument. Damit Sie dieses Gerät zu Ihrer Zufriedenheit und mit vollem Erfolg bedienen können, machen Sie sich bitte mit den angegebenen Informationen vertraut und befolgen Sie unsere Bedienungsanleitung. Nur dadurch wird die vom Hersteller gegebene Garantie gewährleistet.



### Testen Sie Ihre Haut auf Allergien

So testen Sie ganz einfach, ob Ihre Haut möglicherweise allergisch reagieren könnte.

1. Handgelenk gründlich waschen.
2. Pflegecreme (Bsp. Hyaluron) auftragen und Reaktion der Haut beobachten. Sollten Sie während der Testphase etwaige unangenehme Reaktionen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.
3. Nach diesem Check - ohne Haut-Reaktion - können Sie das Gerät benutzen.
4. Sollten Sie während der Anwendung des Gerätes unangenehme oder allergische Reaktionen verspüren, bitte sofort die Anwendung stoppen.



## Angaben zur korrekten Handhabung und Betätigung des Skin Cell Tronics

1. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf. Niemals in Wasser eintauchen. Die elektronischen Teile des Gerätes könnten korrodieren oder auch einen Kurzschluss verursachen.
2. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu öffnen. Das Gerät darf nur von professionellen Technikern gewartet und repariert werden. Bei unsachgemäßer Behandlung des Gerätes erlischt Ihr Garantieanspruch!
3. Bitte verwenden Sie ausschließlich nur die Netzstecker, die dem Gerät beigelegt sind. Andere unpassende Netzstecker könnten eine Funktionsstörung verursachen und die Garantie erlischt dadurch ebenfalls.
4. Von Kindern fernhalten, da Kinder versehentlich kleine Einzelteile verschlucken könnten.



ACHTUNG!

### Wichtige Sicherheitshinweise



Es ist nicht erlaubt, das Gerät auseinanderzunehmen



Von Kindern fernhalten




Von Feuer fernhalten



Trocken aufbewahren, nie unter Wasser tauchen



Nicht fallen lassen oder hart ablegen



Nach Gebrauch sofort Stecker herausziehen


## Einführung einzelner Funktionen

- Ultraschall mit bis zu 3 Millionen Schwingungen pro Sekunde
- Ionisierung (positive und negative)
- Kontaktoberfläche aus hochwertigem Edelstahl

Rotes LED-Licht: 12 LED  
Blaues LED-Licht: 12 LED  
Grünes LED-Licht: 12 LED  
Starke Energie, scharf gebündelt



Ionisierungs-Elektrode  
(Streifen)



- Ionisierungs-Elektrode (Streifen) mit dem Zeigefinger berühren, während die Ionisierungsfunktion benutzt wird, um den Stromkreis zu schließen. Sollten Sie das Gerät an einem anderen Menschen benutzen, bitte sicherstellen, dass Sie mit dieser Person in Körperkontakt stehen, damit der galvanische Stromkreis stets geschlossen wird.

## Ladefunktionen

- Während des Ladevorgangs blinkt die „In Betrieb Anzeige“. Diese erlischt, sobald der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist.
- Sobald die Akkukapazität unter 3V gelangt, blinken alle Anzeigen zehnmal gleichzeitig, und das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- Das Skin Cell Tronic ist mit einem aufladbaren Lithium-Ion Akku ausgestattet. Bitte achten Sie darauf, diesen nach jeder vollständigen Entladung (siehe oben) vollständig aufzuladen.
- Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterhin benutzen. Bitte vor dem ersten Gebrauch das Gerät vollständig aufladen.

## Jetzt können Sie die Gerätefunktionen testen

- Das Gerät auf eine flache Oberfläche stellen und mit einigen Tropfen Wasser den Ultraschallkopf besprengen.
- Die Stromanzeige auf „An“ und dann die Sonic Taste drücken, hoch oder niedrig einstellen.
- Wenn die Wassertropfen anfangen zu vibrieren, wissen Sie, dass Ultraschallwellen erzeugt werden.



Wir empfehlen unsere Vegas Cosmetics Gel-Pflegeprodukte zu benutzen, da diese die Ultraschallübertragung erleichtern.

Während der Ionisierungsfunktion hören Sie alle 5 Sekunden einen kurzen Ton. Dieser hilft Ihnen, die Zeitabschnitte für die jeweilige Pflege-Behandlung zu kontrollieren (z.B.: einen Ton für jede unreine Stelle oder 5 Töne für jeden Pigmentfleck) und um Sie daran zu erinnern, das Gerät von Punkt zu Punkt weiter zu bewegen. Nach 10 Minuten ertönt ein Alarmton und das Gerät schaltet sich automatisch ab, um die jeweilige Pflege-Behandlungsphase abzuschließen. Danach können Sie es wieder in Betrieb nehmen, um die Pflege-Behandlungsphase zu starten. Drücken Sie einfach den Knopf für An/Aus und wählen die gewünschten Funktionen aus. Sollten Sie vor Ablauf der 10 Minuten die Behandlung abbrechen wollen, können Sie dies durch Drücken des An/Aus-Knopfes jederzeit tun.



## Hinweise zur Hautpflege und Anwendung

Tragen Sie das Vegas Cosmetics Gel-Produkt auf Ihr Gesicht auf und verteilen es ohne einzumassieren. Danach geben Sie eine Portion Gel direkt auf den Applikatorenkopf des Gerätes auf. Legen Sie das Gerät sanft an Ihr Gesicht und beginnen die Massage. Sollte das Gerät nicht leicht über die Haut gleiten, erhöhen Sie die Menge an Gel auf dem Applikator (normalerweise, benötigen Sie insgesamt zwischen 4-5g pro Behandlung), bis die gewünschte Gleitfähigkeit erreicht ist. Während der Pflege-Behandlung sollte stets genügend Gel auf dem Applikator vorhanden sein. Fügen Sie daher nach Bedarf mehrmals während der Massage das Pflege-Gel hinzu, bis die Pflege-Behandlung abgeschlossen ist.




Das Gerät langsam innerhalb von 5 Sekunden vom Kinn aus aufwärts gegen das Ohr führen. Führen Sie Bewegungen von unten nach oben und gleichmäßig auf beiden Gesichtshälften aus.

## Allgemeine Hautpflege

Das Gerät sollte nur bis zu dreimal pro Woche und nie länger als 30 Minuten pro Behandlung benutzt werden.

### Erster Schritt: Tiefenreinigung der Haut

1. Make-up entfernen und die Haut gründlich reinigen z. Bsp. mit Vegas Cosmetics Q10 Reinigungsmilch oder Hyaluron Care Reinigungsschaum.
2. Danach ausreichende Menge Reinigungsmilch oder Schaum auf Gesicht und Applikator-Kopf auftragen.
3. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie anschließend die Reinigungsfunktion mit der **COMBI-Taste** aus.
4. Beginnen Sie die Massage nach den im nebenstehenden Schaubild angezeigten Bewegungen und Pflegeschritten. An anderen Stellen genauso verfahren.
5. Gesicht mit Wasser reinigen und z. Bsp. Vegas Cosmetics Gesichtswasser auftragen. Gerät reinigen.



**Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte:** Aloe Vera Reinigungsschaum und Gesichtswasser, Q10 Reinigungsmilch, Hyaluron Care Reinigungsschaum, Sensitive Concept Reinigungsgel und erfrischendes Gel Tonic.

## Zweiter Schritt: Pflegen Sie Ihre Haut und verleihen Sie Ihrem Gesicht einen frischen Teint

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Hyaluron Gel auf Gesicht und Applikator-Kopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie durch zweimaliges Drücken der **COMBI-Taste** die **Anti-Age** Funktion aus.
3. Führen Sie die Massagebewegungen nach den auf Seite 9 angezeigten Schaubildern und bewegen das Gerät langsam innerhalb von 5 Sekunden vom Kinn zu den Ohren. Bei anderen Stellen gehen Sie ebenfalls nach diesem Muster vor. Nach der Behandlung eine Feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics Q10 Tages- oder Nachtcreme, Hyaluron Tag- & Nachtcreme).

**Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte:** Hyaluron Gel für die Pflegebehandlung; Q10 Tages oder Nachtcreme, Aloe Vera Tages oder Nachtcreme, Aloe Vera Tag-Nachtcreme, Hyaluron Tag- & Nachtcreme für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.

## Dritter Schritt: Pflege mit Photon LED-Licht Pflegebehandlungen

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen die gewünschte Photon (LED-Licht) Farbe aus. Rot: hilft, bestehende Falten zu "glätten" und die körpereigene Collagen- & Proteinproduktion anzuregen, Blau: wirkt antibakteriell gegen unreine Haut, Grün: hat eine angenehme, entspannende Wirkung auf die Gesichtsmuskulatur.
2. Nachdem Sie das gewünschte **Photon**-Licht ausgewählt haben, bewegen Sie das Gerät in unmittelbarer Hautnähe, von Punkt zu Punkt über die Stellen, die Sie behandeln möchten.

Jeder Bereich benötigt zwischen 10 bis 30 Minuten Behandlungszeit.

**Tipp:** Sie können die Photon-Pflegebehandlung auch mit der im zweiten Schritt beschriebenen Behandlung kombinieren, in dem Sie die gewünschte Photon-Funktion zu den o. g. Funktionen hinzufügen.

## Anti-Aging Pflegekonzept

(Zur, Faltenreduzierung im Augen-, Mund-, Nasen- und Stirnbereich).

### Erster Schritt:


Tiefenreinigung der Haut (siehe erster Schritt unter allgemeine Hautpflege)

### Zweiter Schritt:


1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Hyaluron Gel auf Gesicht und Applikator-Kopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie über die **COMBI-Taste** mit zweimaligem Drücken die Funktion **ANTI-AGE** aus. Durch das Betätigen der **PHOTON-Taste** fügen Sie nun rotes Licht hinzu
3. Führen Sie die Massagebewegungen nach den auf Seite 9 angezeigten Schaubildern und bewegen das Gerät langsam innerhalb von 5 Sekunden vom Kinn zu den Ohren. Bei anderen Stellen gehen Sie ebenfalls nach diesem Muster vor.
4. Nach der Behandlung eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics Hyaluron Tag- & Nachtcreme, Q10 Tages- oder Nachtcreme).

**Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte:** Vegas Cosmetics Hyaluron Gel für die Pflegebehandlung; Hyaluron Tag- & Nachtcreme oder Q10 Tag-Nachtcreme für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.


**Anmerkung:** Die Funktionen **Ionisierung** und **Sonic** (Ultraschall) werden erst nach **Auswahl der Intensität** aktiviert.




1. Von unten nach oben in symmetrischen Bewegungen




2. Langsam den Applikator-Kopf vom Kinnbereich zum Ohr führen




3. Vom Mundwinkel bis kurz vor das Ohr



4. Von der Nase zum Ende der Augenbrauen



5. Von unter der Nase bis zum Nasenrücken



6. Von der Nase bis zur Schläfe

## Pflege von Pigmentstörungen

(wie, Alters- und Pigmentflecken)

### Erster Schritt:

Tiefenreinigung der Haut (siehe erster Schritt unter allgemeine Hautpflege).

### Zweiter Schritt:

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Hyaluron Gel auf Gesicht und Applikator-Kopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie über die **COMBI-Taste** mit zweimaligem Drücken die **Funktion ANTI-AGE** aus. Durch das zweimalige Betätigen der **PHOTON-Taste** fügen Sie nun blaues Licht hinzu.
3. Führen Sie den Applikator-Kopf für ca. 20 bis 30 Sek. (5 – 6 Warntöne) von Punkt zu Punkt der zu behandelnden Bereiche bzw. Pigmentfleck. In dieser Form werden nach und nach alle Pigmentflecken mit der richtigen Zeiteinteilung behandelt.
4. Nach der Behandlung eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics Hyaluron Tag- & Nachtcreme, Q10 Tages- oder Nachtcreme).

**Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte:** Vegas Cosmetics Hyaluron Gel für die Pflegebehandlung; Hyaluron Tag- & Nachtcreme oder Q10 Tag-Nachtcreme für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.

## Pflege für „Unreine & fettige Haut“

(Abends)

### Erster Schritt:

Tiefenreinigung der Haut (siehe erster Schritt unter allgemeine Hautpflege)

### Zweiter Schritt:

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Sensitive Concept Serum auf Gesicht und Applikator-Kopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie über die **COMBI-Taste** mit dreimaligem Drücken die **Funktion Sensitive** aus. Durch das einmalige Betätigen der **PHOTON-Taste** fügen Sie nun blaues Licht hinzu.
3. Führen Sie den Applikator-Kopf für 5 Sek. (1 Warnton) von Punkt zu Punkt der zu behandelnden Bereiche. In dieser Form werden nach und nach alle „Unreinen Bereiche“ mit der richtigen Zeiteinteilung behandelt und das blaue LED-Licht fördert dabei die Linderung von Entzündungen und Hautirritationen.
4. Nach der Behandlung eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics 24 Std. Gesichtsscreme Sensitive Concept).



**Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte:** Vegas Cosmetics Reinigungsgel und Gel Tonic Sensitive Concept für die Tiefenreinigung, Sensitive Concept Serum für die Pflegebehandlung; 24 Std. Gesichtsscreme Sensitive Concept für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.

**Tipp:** Sie können die **Photon-Behandlung** (LED-Licht) verlängern, in dem Sie diese ohne die zusätzlichen Funktionen des Skin Cell Tronic benutzen. Dadurch können Sie nach der o. g. Behandlung die Haut für weitere 10-20 Minuten nur mit blauem LED-Licht behandeln. Dies fördert zusätzlich die Linderung von Hautirritationen und Entzündungen.



## Dritter Schritt: Lymphatische Entschlackung

Schalten Sie das Skin Cell Tronic auf die Funktion **Sonic** (Ultraschall) und wählen die **gewünschte Intensität** aus. Führen Sie die Massagebewegungen nach angezeigtem Schaubild aus. Somit erzielen Sie eine effiziente Entschlackung Ihre Lymphdrüsen.



## Pflege für „Empfindliche Haut“

1. Benutzen Sie die o. g. Schritte bei allgemeiner Hautpflege jedoch nur mit Sonic-Funktionen (Ultraschall) ohne Ionisierung (Ion+/Ion-).
2. Je nach Wunsch können Sie die Photon-Funktionen hinzufügen (rotes, blaues oder grünes LED-Licht).
3. Nach der Behandlung eine Regenerierungs-Maske auftragen (z.Bsp. Vegas Cosmetics Aloe Vera Feuchtigkeitspflegemaske).
4. Danach können Sie Ihre normale Hautpflege anwenden.



Hinweis: Unabhängig von den Funktionen der COMBI-Taste können Sie zudem jede einzelne Funktion wählen oder mit anderen kombinieren

## Garantiekarte

Produkt Modell:

Skin Cell Tronic (Artikel-Nr.: 460)

Kaufdatum:

Kaufort:

Vegas Cosmetics Berater:

1. Sollte entgegen allen Erwartungen Ihr Gerät innerhalb der ersten 2 Jahre nach dem Kaufdatum Mängel aufweisen, haben Sie zwei Jahre Reparatur-Garantie.
2. Bitte das Gerät mit Ihrem Rechnungsbeleg und der Original-Garantiekarte einschicken und wir werden das Gerät kostenlos reparieren.
3. Wurde das Gerät nicht entsprechend den in diesem Handbuch vorgegebenen Anweisungen benutzt, verfällt die Garantie!
4. Jede unsachgemäße Benutzung des Skin Cell Tronics, wie:
  - a. Öffnung des Gehäuses
  - b. Schaden durch eigene Transportwege
  - c. Beschädigungen durch fallenlassen oder willkürliche Beschädigung der Bauteile
  - d. Beschädigungen durch Wasser- oder Hitzeeinfluss sind von der Garantie ausgeschlossen
5. Diese Garantiekarte wird nicht ersetzt, bitte sorgfältig aufbewahren.



› Kosmetisches Photon Ultraschall Gerät

VEGAS COSMETICS GmbH  
OTTO-HAHN-STR.13  
64823 GROSS-UMSTADT

TEL.: +49 (06078) 96 81 10 | FAX: +49 (06078) 96 81 11  
[www.vegascosmetics.de](http://www.vegascosmetics.de) | [info@vegascosmetics.de](mailto:info@vegascosmetics.de)



